



## Hilo M-MULTI

**VASSILLI**  
VERSTEHT STEHEN

Bestellformular



manuell Fahren & elektrisch Stehen

Achtung! Abbildung kann von Basisversion abweichen

**Bestellung**

**Angebot**

**empfohlener VK: 11.656,-€**

**Kommission:** \_\_\_\_\_

**Ansprechpartner:** \_\_\_\_\_

Kunde: \_\_\_\_\_  
Name: \_\_\_\_\_  
Straße: \_\_\_\_\_  
Ort: \_\_\_\_\_

Lieferadresse: \_\_\_\_\_  
Name: \_\_\_\_\_  
Straße: \_\_\_\_\_  
Ort: \_\_\_\_\_

Hilfsmittelnummer 18.99.03.1010

**A) Sitzbreite:**

Am Rollstuhl: gemessen von Außenkante Sitzrahmen bis Außenkante Sitzrahmen

**B) Sitztiefe:**

Am Rollstuhl: gemessen vom Rückenrahmen bis Vorderkante Sitzgurt bzw. Sitzplatte

**C) Rückenhöhe:**

Am Rollstuhl: gemessen vom hinteren Sitzrahmen bis zum oberen Ende der Rückenbespannung bzw. Rückenplatte

Maß sollte 10-20 mm unterhalb des Schulterblattes liegen. **Bitte Sitzkissenhöhe beachten**

**D) Unterschenkellänge:**

Am Rollstuhl: gemessen vom vorderen Sitzrahmen zur Fußplatte. **Bitte Sitzkissenhöhe beachten**

**E) Sitzhöhe hinten:**

Am Rollstuhl: gemessen vom hinteren Sitzrahmen (beim Rücken) bis zum Boden. **Bitte Sitzkissenhöhe beachten**

**F) Sitzhöhe vorn:**


Am Rollstuhl: gemessen vom vorderen Sitzrahmen bis zum Boden. **Bitte Sitzkissenhöhe beachten**

**G) max. Gesamtbreite:**

Am Rollstuhl: gemessen von Greifreifen zu Greifreifen

	Sitzbreite	Sitztiefe	Sitzhöhe	Rückenhöhe	Belastbarkeit
<input type="checkbox"/>	36-42cm	38-50cm	50cm	42-44cm	120kg
<input type="checkbox"/>	42-48cm	40-52cm	50cm	42-50cm	120kg
<input type="checkbox"/>	46-52cm	40-52cm	50cm	42-50cm	120kg

Patientengewicht:		kg
Patientengröße:		cm
A= Sitzbreite:		cm
B= Sitztiefe:		cm
C= Rückenhöhe:		cm
D=Unterschenkellänge:		cm
E= Sitzhöhe hinten:		cm
F= Sitzhöhe vorne:		cm
G= max. Gesamtbreite:		cm



<b>Handschalter</b>	rechts	<input type="checkbox"/>	links	<input type="checkbox"/>
---------------------	--------	--------------------------	-------	--------------------------

• = Basisausführung

Alle angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer! Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Vassilli Deutschland GmbH

1. Sitz- und Rückeneinheit			
	Sitz- und Rückenbespannung anpassbar; incl. Schiebegriffe		•
14.81A-M	Kopfstütze mit seitlich verstellbaren Pelotten		•
13.22G-M	Sitzkantelung per Gasdruckfeder		•
14.92G-M	Rückenverstellung per Gasdruckfeder		•
21.76N	Kopfstütze geformt, PU	325,-€	☐
FNDTUB413	Kopfstützenstange gekröpft	0,-€	☐
14.01V	Schiebebügel verstellbar	336,-€	☐
21.06P.	Pelotten gepolstert für Rücken ergonomisch geformt	378,-€	☐
20-LK-VA-01	Rückenkissen geformt, kürzbar SB 36 cm "König"	836,-€	☐
20-LK-VA-02	Rückenkissen geformt, kürzbar SB 42 cm "König"	976,-€	☐
20-LK-VA-03	Rückenkissen geformt, kürzbar SB 46 cm "König"	1.067,-€	☐
13.15SC	Rücken fest gepolstert	740,-€	☐
21.06F	Rückenplatte Aluminium, ergonomisch geformt	285,-€	☐
21.06	Rückenkissen ergonomisch geformt	288,-€	☐
21.06/10	Rückenplatte ergonomisch geformt, verstellbar + 10 cm	372,-€	☐
21.06/20	Rückenplatte ergonomisch geformt, verstellbar + 20 cm	410,-€	☐
21.06+10	Rückenkissen ergonomisch geformt + 10 cm	372,-€	☐
21.06+20	Rückenkissen ergonomisch geformt + 20 cm	410,-€	☐
21.06PS	Gleitrückensystem <b>(incl. Rückenplatte)</b> Rückenhöhe 50 cm	799,-€	☐
13.74H	Sitzbreite 55cm	1.050,-€	☐
13.03S/5	Sitzhöhe +5cm	648,-€	☐
13.15SD	Sitz fest gepolstert	740,-€	☐
21.18F	Sitzplatte Aluminium geformt	375,-€	☐
21.18FP	Sitzplatte Aluminium gerade	375,-€	☐
15.67J	Sitzkissen ergonomisch geformt, kürzbar *Josi-Visco-Kontur*	368,-€	☐
13.15SB	Sitzkissen ergonomisch geformt 7cm	375,-€	☐
13.50B	Lordosekissen	79,-€	☐
14.01ME	Schiebegriffe extern höhenverstellbar	280,-€	☐
2. Armlehnen und Seitenteile			
	Armlehnen abklappbar		•
14.78SP	Armlehnen für Gleitrücken	210,-€	☐
14.78SC	Armlehnen mit Sicherheitsbügel für Gleitrücken 90°	525,-€	☐
14.78SC45	Armlehnen mit Sicherheitsbügel für Gleitrücken 45°	525,-€	☐
14.05A	Armlehnen mitlaufend	585,-€	☐
13.00S	Armlehnen mit Sicherheitsbügel 90°	399,-€	☐
13.00N	Armlehnen mit Sicherheitsbügel 45°	399,-€	☐
16.24	Armlehnenpolster breit	42,-€	☐
14.23H	Seiteneinsatz gepolstert ..... cm	193,-€	☐
14.23AB	Seiteneinsatz für Sitzbreitenanpassung höhenverstellbar, Aluminium	378,-€	☐
14.78HM	Seiteneinsatz mit Radspritzschutz integriert <b>(bis Sitztiefe 46 cm; nicht mit Gleitrücken)</b>	196,-€	☐
14.78SAC	Armlehnenpolster mit Mulde, tiefeneinstellbar	175,-€	☐
14.78SA	Armlehnenpolster groß, weich gepolstert	175,-€	☐

<b>3. Bein- und Fußstützen</b>			
	Kniefixierung abschwenk- und verstellbar		•
14.74SIGM-NA-M	Beinstützen geteilt, winkelverstell- und abnehmbar per Gasdruck		•
14.73H+6-M	Fußplatten Alu, hochklapp- und winkeleinstellbar + 6 cm		•
13.69D-M	Wadenpolster abgewinkelt, gepolstert		•
13.67T-M	Beinpolster für Beinstütze winkelverstellbar		•
14.41HR	Kniefixierung geteilt, abschwenkbar- und tiefenverstellbar	245,-€	<input type="checkbox"/>
14.73H	Fußplatten Alu hochklapp- und winkeleinstellbar	175,-€	<input type="checkbox"/>
n/c	Antirutschauflage	35,-€	<input type="checkbox"/>
14.73HLM	Beinstützen geteilt, abschwenkbar	352,-€	<input type="checkbox"/>
14.76H	Fußauflage einteilig, Aluminium	260,-€	<input type="checkbox"/>
13.37	Fußschlaufen	78,-€	<input type="checkbox"/>
13.37R	Fersenbänder	90,-€	<input type="checkbox"/>
<b>4. Bremsen</b>			
	Feststellbremsen		•
15.92P	Bremshebelverlängerung	75,-€	<input type="checkbox"/>
13.20	Trommelbremse für Begleitperson Steckachse	289,-€	<input type="checkbox"/>
<b>5. Lenkräder</b>			
R120-PU	5" Lenkräder 120mm pannensicher	0,-€	<input type="checkbox"/>
R150-PU	6" Lenkräder 150mm pannensicher	0,-€	<input type="checkbox"/>
14.55	8" Lenkräder 200x50mm luft	110,-€	<input type="checkbox"/>
14.55PU	8" Lenkräder 200x50mm pannensicher	110,-€	<input type="checkbox"/>
<b>6. Antriebsräder</b>			
	24"x1 Antriebsräder luftbereift		•
14.61/22-1	22"x1 Antriebsräder pannensicher	60,-€	<input type="checkbox"/>
14.61/24-1	24"x1 Antriebsräder pannensicher	60,-€	<input type="checkbox"/>
16.79ENERGY	24"x1 Antriebsräder Leichtlaufnabe, luftbereift <b>(nicht mit Trommelbremse)</b>	255,-€	<input type="checkbox"/>
14.61/24M18	24"x1 Antriebsräder Marathon Plus pannengeschützt; Speichen breit	165,-€	<input type="checkbox"/>
16.86	24"x1 3/8 Antriebsräder luftbereift (bei Wechsel auf Standard Hinterräder) <b>E-Drive-Plus</b>	190,-€	<input type="checkbox"/>
16.86P	24"x1 3/8 Antriebsräder pannensicher (bei Wechsel auf Standard Hinterräder) <b>E-Drive-Plus</b>	190,-€	<input type="checkbox"/>
14.67C	Greifreifenüberzüge gummiert	188,-€	<input type="checkbox"/>
FCRUO362	Greifreifen Edelstahl	280,-€	<input type="checkbox"/>
13.65	Radstandsverlängerung	277,-€	<input type="checkbox"/>
13.70T	Speichenschutz transparent	152,-€	<input type="checkbox"/>
13.70C	Speichenschutz mit Design	410,-€	<input type="checkbox"/>
<b>7. Elektrische Optionen</b>			
13.09L	Ladegerät mit Anzeige		•
14.92HM-M	Rücken elektrisch verstellbar bis 60° <b>(incl. Kopfstütze , Kippschutz notwendig)</b>	699,-€	<input type="checkbox"/>
13.22HM-M	Sitzkantelung elektrisch verstellbar bis 25° <b>(Kippschutz und Kopfstütze notwendig)</b>	729,-€	<input type="checkbox"/>
14.32CE	Gleitsitz elektrisch <b>(incl. Sitzplatte + Sitzkissen)</b>	2.130,-€	<input type="checkbox"/>
14.74SIEM-NA-M	Beinstützen elektrisch winkelverstell- und abschwenkbar	920,-€	<input type="checkbox"/>
13.31REL-M	Beinstützenrahmen und Rücken gemeinsam elektrisch verstellbar, Relax-Funktion <b>(incl. Kopfstütze; Kippschutz notwendig)</b>	1.510,-€	<input type="checkbox"/>
13.31HM-M	Beinstützenrahmen elektrisch, unabhängig vom Rücken verstellbar	699,-€	<input type="checkbox"/>
14.73HM-M	Beinstütze zentral, elektrisch höheneinstellbar+Fußbrett hochklappbar	699,-€	<input type="checkbox"/>
18.50G	E-Drive-Plus für Begleitperson incl. Unterbrecher	9.998,-€	<input type="checkbox"/>
ENJ1001	Enjo Schiebehilfe Decon <b>(nur mit Trommelbremse + Schiebebügel)</b>	5.998,-€	<input type="checkbox"/>

8. Zubehör			
	Brustgurt mit Schnappverschluss		•
14.89D25	Freigabe für Personentransport nach Iso 7176-19	346,-€	<input type="checkbox"/>
13.05C	Plattform für Beatmung abnehmbar, Aluminium <b>(Maße angeben)</b>	370,-€	<input type="checkbox"/>
14.51RP	Therapietisch abschwenkbar 10 mm	420,-€	<input type="checkbox"/>
14.62	H-Gurt zur Oberkörperstabilisation	346,-€	<input type="checkbox"/>
14.66PL	Beckengurt	155,-€	<input type="checkbox"/>
13.43HM	Antikippprüder höheneinstellbar	112,-€	<input type="checkbox"/>
13.43G	Antikippprüder abschwenkbar	229,-€	<input type="checkbox"/>
CMF-COLOR	Set "Colourline"	148,-€	<input type="checkbox"/>
100	Hilfsmittelanpassung durch Vassilli	450,-€	<input type="checkbox"/>
101	Hilfsmittellieferung und Einweisung durch Vassilli	450,-€	<input type="checkbox"/>
102	Überprüfung Wiedereinsatz durch Vassilli	450,-€	<input type="checkbox"/>
103	Zusätzlicher Kundentermin auf Wunsch des Kostenträgers	450,-€	<input type="checkbox"/>
9. Rahmenfarbe			

**Anmerkungen:**

---



---



---



1) 900B	<input type="checkbox"/>	7) 402A	<input type="checkbox"/>	13) 801VT	<input type="checkbox"/>	19) 208BL	<input type="checkbox"/>	25) 201BL	<input type="checkbox"/>	31) 602V	<input type="checkbox"/>
2) 701GR	<input type="checkbox"/>	8) 403A	<input type="checkbox"/>	14) 800VT	<input type="checkbox"/>	20) 703GR	<input type="checkbox"/>	26) 206BL	<input type="checkbox"/>	32) 603V	<input type="checkbox"/>
3) 704GR	<input type="checkbox"/>	9) 304R	<input type="checkbox"/>	15) 101N	<input type="checkbox"/>	21) 209BL	<input type="checkbox"/>	27) 207BL	<input type="checkbox"/>	33) 502G	<input type="checkbox"/>
4) 700GR	<input type="checkbox"/>	10) 302R	<input type="checkbox"/>	16) 102N	<input type="checkbox"/>	22) 203BL	<input type="checkbox"/>	28) 200BL	<input type="checkbox"/>	34) 500G	<input type="checkbox"/>
5) 400A	<input type="checkbox"/>	11) 303R	<input type="checkbox"/>	17) 100N	<input type="checkbox"/>	23) 202BL	<input type="checkbox"/>	29) 600V	<input type="checkbox"/>	35) 504G	<input type="checkbox"/>
6) 401A	<input type="checkbox"/>	12) 301R	<input type="checkbox"/>	18) 702GR	<input type="checkbox"/>	24) 210BL	<input type="checkbox"/>	30) 601V	<input type="checkbox"/>	36) 503G	<input type="checkbox"/>